

SEBBIN

PARIS

ESTHETIQUE & RECONSTRUCTION



Имплантаты для эстетической
и реконструктивной хирургии
LABORATOIRES SEBBIN, Франция

ИМПЛАНТАТЫ Laboratoires SEBBIN

Преимущества


Идеальное сочетание

Компания SEBBIN появилась в 1986 году. Поэтому наши имплантаты – это результат многолетней кропотливой работы. Они удачно сочетают в себе высокое качество геля (Naturgel™), количество слоев оболочки (включая барьерный слой) и оптимальную заполненность каждого имплантата. Мягкость нашего геля, а также хорошая память формы, присущая ему, гарантирует его наилучшее распределение внутри оболочки, натуральность при пальпации, а также стабильность формы.



Текстура

Имплантаты Sebbin выпускаются с разными типами оболочек (макро-, микротекстурированные и гладкие). Круглые имплантаты могут иметь все три вида оболочек. Для анатомических имплантатов была разработана специальная текстура, достаточно крупная для того, чтобы предотвратить ротацию имплантата, но при этом очень мягкая, чтобы избежать любых воспалительных реакций и их последствий.




МАКРОТЕКСТУРА SEBBIN
глубина пор = 460 мкр,
диаметр пор = 490 мкр.

POP™

Наши пальпируемые ориентационные метки POP (Palpable Orientation Points) на анатомических имплантатах интегрированы в верхние слои оболочки для того, чтобы избежать возможного отслоения их с поверхности имплантата. Они размещаются на передней и задней поверхностях для удобного нащупывания при любом доступе.

POP, интегрированные в верхние слои оболочки



100%-й контроль наших имплантатов

- Контроль проницаемости геля
- Контроль герметичности оболочки
- Контроль оболочки в 24-х точках, гарантирующий строго определенную толщину
- Визуальный контроль на каждом этапе производства

Барьерный слой наших оболочек был протестирован во время нашей европейской сертификации ЕС в Laboratoire National d'Essais (Французская государственная лаборатория, проводящая этот тест)

ИМПЛАНТАТЫ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КРУГЛЫЕ

КЛАССИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТАТЫ

Низкий профиль

Объем, мл	Диаметр, мм	Проекция, мм	Микро-текстура
80	82	21	LS 74 080*
100	87	23	LS 74 100*
120	92	24	LS 74 120*
140	95	26	LS 74 140*
160	103	27	LS 74 160*
180	107	28	LS 74 180*
200	111	29	LS 74 200
220	114	30	LS 74 220
245	118	31	LS 74 245
270	122	32	LS 74 270
295	126	33	LS 74 295
325	130	34	LS 74 325
370	136	35	LS 74 370
415	142	36	LS 74 415
470	148	38	LS 74 470
510	153	39	LS 74 510
560	157	42	LS 74 560*

Средний профиль

Объем, мл	Диаметр, мм	Проекция, мм	Артикулы		
			Гладкие	Текстура	Микро-текстура
80	80	25	LS 50 080*	LS 90 080*	LS 70 080*
100	84	28	LS 50 100*	LS 90 100*	LS 70 100*
120	87	30	LS 50 120*	LS 90 120*	LS 70 120*
140	91	31	LS 50 140*	LS 90 140*	LS 70 140*
160	95	32	LS 50 160*	LS 90 160*	LS 70 160*
180	101	33	LS 50 180*	LS 90 180*	LS 70 180*
200	104	34	LS 50 200	LS 90 200	LS 70 200
220	108	35	LS 50 220	LS 90 220	LS 70 220
240	110	36	LS 50 240	LS 90 240	LS 70 240
260	112	38	LS 50 260	LS 90 260	LS 70 260
280	116	39	LS 50 280	LS 90 280	LS 70 280
300	119	40	LS 50 300	LS 90 300	LS 70 300
330	123	41	LS 50 330	LS 90 330	LS 70 330
360	126	42	LS 50 360	LS 90 360	LS 70 360
390	128	44	LS 50 390	LS 90 390	LS 70 390
430	133	45	LS 50 430	LS 90 430	LS 70 430
470	137	47	LS 50 470	LS 90 470	LS 70 470
510	140	49	LS 50 510	LS 90 510	LS 70 510
560	144	50	LS 50 560*	LS 90 560*	LS 70 560*
610	147	51	LS 50 610*	LS 90 610*	LS 70 610*
800	166	59	LS 50 800*	LS 90 800*	LS 70 800*
900	166	66,5	LS 50 900*	LS 90 900*	LS 70 900*

Высокий профиль

Объем, мл	Диаметр, мм	Проекция, мм	Артикулы		
			Гладкие	Текстура	Микро-текстура
85	68	35	LS 51 085*	LS 91 085*	LS 71 085*
105	72	39	LS 51 105*	LS 91 105*	LS 71 105*
125	78	40	LS 51 125*	LS 91 125*	LS 71 125*
145	82	41	LS 51 145*	LS 91 145*	LS 71 145*
165	86	43	LS 51 165*	LS 91 165*	LS 71 165*
185	91	44	LS 51 185*	LS 91 185*	LS 71 185*
205	93	45	LS 51 205	LS 91 205	LS 71 205
225	97	46	LS 51 225	LS 91 225	LS 71 225
245	99	47	LS 51 245	LS 91 245	LS 71 245
265	101	49	LS 51 265	LS 91 265	LS 71 265
285	103	50	LS 51 285	LS 91 285	LS 71 285
305	105	52	LS 51 305	LS 91 305	LS 71 305
335	109	54	LS 51 335	LS 91 335	LS 71 335
365	112	56	LS 51 365	LS 91 365	LS 71 365
395	114	57	LS 51 395	LS 91 395	LS 71 395
435	117	60	LS 51 435	LS 91 435	LS 71 435
475	122	61	LS 51 475	LS 91 475	LS 71 475
515	126	62	LS 51 515	LS 91 515	LS 71 515
565	129	63	LS 51 565*	LS 91 565*	LS 71 565*
615	134	65	LS 51 615*	LS 91 615*	LS 71 615*
805	136	80	LS 51 805*	LS 91 805*	LS 71 805*

ПЛОТНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ

Низкий профиль

Объем, мл	Диаметр, мм	Проекция, мм	Микро-текстура
80	82	21	LSC 76 080*
100	87	23	LSC 76 100*
120	92	24	LSC 76 120*
140	95	26	LSC 76 140*
160	103	27	LSC 76 160*
180	107	28	LSC 76 180*
200	111	29	LSC 76 200
220	114	30	LSC 76 220
245	118	31	LSC 76 245
270	122	32	LSC 76 270
295	126	33	LSC 76 295
325	130	34	LSC 76 325
370	136	35	LSC 76 370
415	142	36	LSC 76 415
470	148	38	LSC 76 470
510	153	39	LSC 76 510
560	157	42	LSC 76 560*

Средний профиль

Объем, мл	Диаметр, мм	Проекция, мм	Артикулы		
			Гладкие	Текстура	Микро-текстура
90	78	26	LSC 54 090*	LSC 92 090*	LSC 72 090*
110	82	29	LSC 54 110*	LSC 92 110*	LSC 72 110*
130	86	33	LSC 54 130*	LSC 92 130*	LSC 72 130*
155	89	34	LSC 54 155*	LSC 92 155*	LSC 72 155*
175	93	36	LSC 54 175*	LSC 92 175*	LSC 72 175*
200	97	37	LSC 54 200	LSC 92 200	LSC 72 200
220	101	39	LSC 54 220	LSC 92 220	LSC 72 220
240	105	39	LSC 54 240	LSC 92 240	LSC 72 240
265	107	42	LSC 54 265	LSC 92 265	LSC 72 265
285	109	43	LSC 54 285	LSC 92 285	LSC 72 285
310	113	44	LSC 54 310	LSC 92 310	LSC 72 310
330	117	45	LSC 54 330	LSC 92 330	LSC 72 330
365	121	46	LSC 54 365	LSC 92 365	LSC 72 365
395	124	48	LSC 54 395	LSC 92 395	LSC 72 395
430	126	50	LSC 54 430	LSC 92 430	LSC 72 430
475	130	51	LSC 54 475	LSC 92 475	LSC 72 475
520	134	52	LSC 54 520	LSC 92 520	LSC 72 520
560	137	54	LSC 54 560*	LSC 92 560*	LSC 72 560*
615	141	57	LSC 54 615*	LSC 92 615*	LSC 72 615*
670	142	58	LSC 54 670*	LSC 92 670*	LSC 72 670*

Высокий профиль

Объем, мл	Диаметр, мм	Проекция, мм	Артикулы		
			Гладкие	Текстура	Микро-текстура
90	66	39	LSC 55 090*	LSC 93 090*	LSC 73 090*
110	70	41	LSC 55 110*	LSC 93 110*	LSC 73 110*
130	75	42	LSC 55 130*	LSC 93 130*	LSC 73 130*
150	80	43	LSC 55 150*	LSC 93 150*	LSC 73 150*
175	84	45	LSC 55 175*	LSC 93 175*	LSC 73 175*
195	87	48	LSC 55 195*	LSC 93 195*	LSC 73 195*
215	91	50	LSC 55 215	LSC 93 215	LSC 73 215
235	94	51	LSC 55 235	LSC 93 235	LSC 73 235
255	96	53	LSC 55 255	LSC 93 255	LSC 73 255
280	98	55	LSC 55 280	LSC 93 280	LSC 73 280
300	101	56	LSC 55 300	LSC 93 300	LSC 73 300
320	103	57	LSC 55 320	LSC 93 320	LSC 73 320
350	106	58	LSC 55 350	LSC 93 350	LSC 73 350
385	109	60	LSC 55 385	LSC 93 385	LSC 73 385
415	112	62	LSC 55 415	LSC 93 415	LSC 73 415
455	116	64	LSC 55 455	LSC 93 455	LSC 73 455
495	119	66	LSC 55 495	LSC 93 495	LSC 73 495
540	122	67	LSC 55 540	LSC 93 540	LSC 73 540
590	127	68	LSC 55 590*	LSC 93 590*	LSC 73 590*
645	132	69	LSC 55 645*	LSC 93 645*	LSC 73 645*

* Доступны под заказ


ИМПЛАНТАТЫ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ АНАТОМИЧЕСКИЕ, ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ

БОЛЬШАЯ ВЫСОТА/ МАЛАЯ ПРОЕКЦИЯ



Ширина, мм	Высота, мм	Проекция, мм	Объем, мл	Кривизна, мм	Артикулы
105	112	30	175	55	LSA TS 175
115	122	34	245	60	LSA TS 245
120	127	36	270	63	LSA TS 270
130	137	40	360	68	LSA TS 360

БОЛЬШАЯ ВЫСОТА/ НИЗКАЯ ПРОЕКЦИЯ




Ширина, мм	Высота, мм	Проекция, мм	Объем, мл	Кривизна, мм	Артикулы
105	112	37	215	60	LSA TL 215
110	117	39	250	62	LSA TL 250
115	122	41	285	64	LSA TL 285
120	127	43	330	67	LSA TL 330
125	132	45	375	70	LSA TL 375
130	137	47	420	73	LSA TL 420
135	142	49	475	76	LSA TL 475
140	147	51	530	80	LSA TL 530*
145	152	53	595	84	LSA TL 595*

МАЛАЯ ВЫСОТА/ МАЛАЯ ПРОЕКЦИЯ



Ширина, мм	Высота, мм	Проекция, мм	Объем, мл	Кривизна, мм	Артикулы
105	95	30	150	48	LSA SS 150
115	105	34	210	52	LSA SS 210
120	110	36	235	55	LSA SS 235
125	115	38	280	59	LSA SS 280
130	120	40	315	63	LSA SS 315
140	130	44	405	70	LSA SS 405

МАЛАЯ ВЫСОТА/ НИЗКАЯ ПРОЕКЦИЯ



Ширина, мм	Высота, мм	Проекция, мм	Объем, мл	Кривизна, мм	Артикулы
105	95	37	185	54	LSA SL 185
110	100	39	210	57	LSA SL 210
115	105	41	245	60	LSA SL 245
120	110	43	280	63	LSA SL 280
125	115	45	325	66	LSA SL 325
130	120	47	370	69	LSA SL 370
135	125	49	415	72	LSA SL 415
140	130	51	470	75	LSA SL 470
145	135	53	525	79	LSA SL 525

ЭКСТРАМАЛАЯ ВЫСОТА/ МАЛАЯ ПРОЕКЦИЯ



Ширина, мм	Высота, мм	Проекция, мм	Объем, мл	Кривизна, мм	Артикулы
110	90	32	160	50	LSA XSS 160
115	95	34	185	52	LSA XSS 185
120	100	36	210	55	LSA XSS 210
130	110	40	290	59	LSA XSS 290

ЭКСТРАМАЛАЯ ВЫСОТА/ НИЗКАЯ ПРОЕКЦИЯ



Ширина, мм	Высота, мм	Проекция, мм	Объем, мл	Кривизна, мм	Артикулы
110	90	39	190	54	LSA XSL 190
115	95	41	215	57	LSA XSL 215
120	100	43	250	60	LSA XSL 250
130	110	47	330	67	LSA XSL 330

* Доступны под заказ


ИМПЛАНТАТЫ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ АНАТОМИЧЕСКИЕ, ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ

БОЛЬШАЯ ВЫСОТА/ УМЕРЕННАЯ ПРОЕКЦИЯ



Ширина, мм	Высота, мм	Проекция, мм	Объем, мл	Кривизна, мм	Артикулы
105	112	44	250	62	LSA TM 250
110	117	46	285	65	LSA TM 285
115	122	48	330	68	LSA TM 330
120	127	50	375	71	LSA TM 375
125	132	52	420	74	LSA TM 420
130	137	54	475	77	LSA TM 475
135	142	56	530	80	LSA TM 530
140	147	58	595	83	LSA TM 595*
145	152	60	660	86	LSA TM 660*

БОЛЬШАЯ ВЫСОТА/ ВЫСОКАЯ ПРОЕКЦИЯ




Ширина, мм	Высота, мм	Проекция, мм	Объем, мл	Кривизна, мм	Артикулы
105	112	51	290	69	LSA TF290
110	117	53	335	72	LSA TF 335
115	122	55	380	75	LSA TF 380
120	127	57	425	78	LSA TF 425
125	132	59	480	81	LSA TF 480
130	137	61	535	84	LSA TF 535
135	142	63	600	87	LSA TF 600*
140	147	65	665	90	LSA TF 665*
145	152	67	730	93	LSA TF 730*

МАЛАЯ ВЫСОТА/ УМЕРЕННАЯ ПРОЕКЦИЯ



Ширина, мм	Высота, мм	Проекция, мм	Объем, мл	Кривизна, мм	Артикулы
105	95	44	210	60	LSA SM 210
110	100	46	245	62	LSA SM 245
115	105	48	280	65	LSA SM 280
120	110	50	325	68	LSA SM 325
125	115	52	370	71	LSA SM 370
130	120	54	415	74	LSA SM 415
135	125	56	470	77	LSA SM 470
140	130	58	525	80	LSA SM 525
145	135	60	590	83	LSA SM 590*

МАЛАЯ ВЫСОТА/ ВЫСОКАЯ ПРОЕКЦИЯ



Ширина, мм	Высота, мм	Проекция, мм	Объем, мл	Кривизна, мм	Артикулы
105	95	51	245	65	LSA SF 245
110	100	53	280	68	LSA SF 280
115	105	55	325	71	LSA SF 325
120	110	57	370	74	LSA SF 370
125	115	59	415	77	LSA SF 415
130	120	61	470	80	LSA SF 470
135	125	63	525	83	LSA SF 525
140	130	65	590	86	LSA SF 590*
145	135	67	655	90	LSA SF 655*

ЭКСТРАМАЛАЯ ВЫСОТА/ УМЕРЕННАЯ ПРОЕКЦИЯ



Ширина, мм	Высота, мм	Проекция, мм	Объем, мл	Кривизна, мм	Артикулы
110	90	46	215	59	LSA XSM 215
115	95	48	250	62	LSA XSM 250
120	100	50	295	65	LSA XSM 295
125	105	52	330	68	LSA XSM 330
130	110	54	375	71	LSA XSM 375
135	115	56	430	74	LSA XSM 430
145	125	60	530	80	LSA XSM 530

ЭКСТРАМАЛАЯ ВЫСОТА/ ВЫСОКАЯ ПРОЕКЦИЯ



Ширина, мм	Высота, мм	Проекция, мм	Объем, мл	Кривизна, мм	Артикулы
110	90	53	250	67	LSA XSF 250
115	95	55	285	69	LSA XSF 285
120	100	57	330	72	LSA XSF 330
125	105	59	375	75	LSA XSF 375
130	110	61	420	78	LSA XSF 420
135	115	63	475	81	LSA XSF 475
145	125	67	595	88	LSA XSF 595*

* Доступны под заказ

ИМПЛАНТАТЫ ЯГОДИЧНЫЕ КРУГЛЫЕ

Код LS04 (гладкие), LST04 (текстурированные)*

Артикул	Объем (мл)	Диаметр основания (мм)	Проекция (мм)
LS04/LST04 200	200	108	30
LS04/LST04 235	235	113	33
LS04/LST04 270	270	120	34
LS04/LST04 300	300	125	36
LS04/LST04 330	330	127	38
LS04/LST04 360	360	128	42
LS04/LST04 400	400	132	43
LS04/LST04 440	440	136	44

ИМПЛАНТАТЫ ЯГОДИЧНЫЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ

Код LS05 (гладкие), LST05 (текстурированные)*

Артикул	Объем (мл)	Ширина (мм)	Длина (мм)	Проекция (мм)
LS 05 185/LST 05 185	185	97	139	30
LS 05 260/LST 05 260	260	107	148	32
LS 05 335/LST 05 335	335	117	162	36
LS 05 400/LST 05 400	400	129	174	42

ИМПЛАНТАТЫ ЯГОДИЧНЫЕ ДВОЯКОВЫПУКЛЫЕ

Код LS06 (гладкие), LST06 (текстурированные)*

Артикул	Объем (мл)	Диаметр основания (мм)	Проекция (мм)
LS 06 370/LST 06 370	370	127	52
LS 06 410/LST 06 410	410	130	53
LS 06 480/LST 06 480	480	136	56
LS 06 530/LST 06 530	530	143	59

* Доступны под заказ

ИМПЛАНТАТЫ ГОЛЕНИ

Код LS03 (гладкие), LST03 (текстурированные)*

Артикул	Объем (мл)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Проекция (мм)
LS03/LST03 120	40	120	40	15
LS03/LST03 175	60	175	35	20
LS03/LST03 180	85	180	42	21
LS03/LST03 185	110	185	46	23
LS03/LST03 190	140	190	50	25
LS03/LST03 195	165	195	57	27

ТЕСТИКУЛЯРНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ

Код LS01 (гладкие), LST01 (текстурированные)*

Артикул	Объем (мл)	Диаметр (мм)	Длина (мм)
LS01/LST01 025	6	21	25
LS01/LST01 034	12	27	34
LS01/LST01 040	17	30	40
LS01/LST01 050	27	33	50
LS01/LST01 053	38	38	53

*Доступны под заказ

ИМПЛАНТАТЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ДИЗАЙНУ

Наша компания рада предложить Вам уникальный сервис: изготовление имплантатов по индивидуальному дизайну – для самых взыскательных пациенток, а также имплантатов для коррекции деформаций контуров тела по индивидуальным измерениям.

Сроки изготовления, а также стоимость таких имплантатов уточняйте по тел. +7-495-201-03-03.

Всегда рады помочь Вам и Вашим пациентам!

ООО «Сибелль»

официальный дистрибьютор

Laboratoires SEBBIN

+7 (495) 201 03 03

e-mail: info@sebbin-lab.ru

www.sebbin-lab.ru

